

Orteze

14.Orteze toracolombosacrale

a.Corset Cheneau-“ O-TLC-1”

Indicatii: Recomandat pentru tratarea scoliozelor toracale,toraco-lombare ori lombare,sau pre si post-operator.

Caracteristici:Realizat din material plastic termoformabil pe baza mulajului gipsat individual si prevazut, la nevoie, cu benzi intaritoare si pelote de corectie.Inconjoara intreaga regiune toracala,toraco-lombara si sacro-iliaca si se fixeaza cu catarama si banda velcro .

b.Corset Boston-“ O-TLB-2”

Indicatii: Recomandat pentru tratarea bolii Scheuermann si in diferite diformitati ale coloanei pe portiunea lombo-dorsala ,sau pre si post-operator.

Caracteristici:Realizat din material plastic termoformabil pe baza mulajului gipsat individual si prevazut, la nevoie, cu benzi intaritoare si pelote de corectie.Inconjoara intreaga regiune toraco-lombara si sacro-iliaca si se fixeaza cu catarama si banda velcro .

c..Corset Euroboston-“ O-TLE-3”

Indicatii: Recomandat pentru tratarea diferitelor diformitati ale coloanei pe portiunea lombo-dorsala pana la inaltimea maxima la nivelul vertebrei T10 ,sau pre si post-operator.

Caracteristici:Realizat din material plastic termoformabil pe baza mulajului gipsat individual din doua module si prevazut, la nevoie, cu benzi intaritoare si pelote de corectie.Inconjoara intreaga regiune toraco-lombara si sacro-iliaca si se fixeaza cu catarama si banda velcro .

d.Corset Hessing-“ O-TLH-4”

Indicatii: Recomandat pentru imobilizarea coloanei pe portiunea lombo-dorsala in caz de spondiloza sau discopatie .

Caracteristici: Realizat din material textil elastic si e prevazut cu benzi intaritoare si cu placi flexibile pentru corectie. Inconjoara intreaga regiune toraco-lombara si sacro-iliaca si se fixeaza cu catarama si banda velcro .

15.Orteze lombosacrale-Lombostat-“ O-LLO-5”

Indicatii: Recomandat pentru imobilizarea coloanei pe portiunea lombo-dorsala in caz de lordoza, spondiloza sau discopatie .

Caracteristici: Realizat din material textil elastic si e prevazut cu benzi intaritoare si cu placi flexibile pentru corectie. Inconjoara intreaga regiune lombara si sacro-iliaca si se fixeaza cu catarama si banda velcro .

16.Orteze cervico-toracolombosacrale-corset Milwaukee-“ O-CTM-6”

Indicatii: Recomandat pentru tratarea scoliozelor inalte, evolutive la copii in perioada de crestere si in unele scolioze paralitice.

Caracteristici:Realizat din material plastic termoformabil pe baza mulajului gipsat individual si prevazut cu un inel in zona cervicala fixat cu 3 bare de corset.Inconjoara intreaga regiune toracala,toraco-lombara si sacro-iliaca, se fixeaza cu catarama si banda velcro, iar in zona cervicala este prevazut cu un inel fixat cu 3 bare de corset..

17.Orteza de inchietaura mainii-mana fixa - “O-IMM-7”

Indicatii: Recomandata pentru recuperare postoperatorie in urma unor fracturi sau in alte afectiuni posttraumatice ale inchietaurii mainii.

Caracteristici:Realizata din material plastic termoformabil pe baza mulajului gipsat individual si captusita cu un material moale cu suport elastic.Se fixeaza cu banda velcro si asigura suport functional si imobilizarea inchietaurii mainii si a degetelor .

18.Orteza de cot (cu atela/fara atela) - “O-COT-8”

Indicatii: Recomandata pentru tratarea unor afectiuni ale articulatiei cotului care necesita limitarea miscarii.

Caracteristici:Realizata din material plastic termoformabil pe baza mulajului gipsat individual si captusita cu un material moale cu suport elastic.La recomandarea medicului,e prevazuta cu , sau fara, atela.Se fixeaza cu banda velcro.

19.Orteza de cot-inchietaura mainii-mana- “O-CIM-9”

Indicatii: Recomandata pentru tratarea unor afectiuni ale articulatiei cotului si inchietaurii mainii, care necesita limitarea miscarii.

Caracteristici:Realizata din material plastic termoformabil pe baza mulajului gipsat individual si captusita cu un material moale, pentru a asigura suportul functional si imobilizarea cotului si inchietaurii mainii.Se fixeaza cu banda velcro.

20.Orteza de umar - “O-UMR-10”

Indicatii: Recomandata pentru recuperare in tratarea unor afectiuni ale umarului.

Caracteristici:Realizata din material plastic termoformabil pe baza mulajului gipsat individual si captusita cu un material moale cu suport elastic.Inconjoara articulatia umarului.Se fixeaza cu banda velcro.

21.Orteza de umar-cot - “O-UCO-11”

Indicatii: Recomandata pentru recuperare in tratarea unor afectiuni ale umarului si cotului.

Caracteristici:Realizata din material plastic termoformabil pe baza mulajului gipsat individual si captusita cu un material moale cu suport elastic.Inconjoara articulatia umarului si cotului.Se fixeaza cu banda velcro.

22.Orteza de umar-cot-inchietaura mainii-mana,tip fixa-“O-UCIM-12”

Indicatii: Recomandata pentru recuperare in tratarea unor afectiuni ale articulatiei umarului, cotului si inchietaurii mainii.

Caracteristici:Realizata din material plastic termoformabil pe baza mulajului gipsat individual si captusita cu un material moale. Inconjoara articulatia umarului, cotului, inchietaura mainii si mana.Se fixeaza cu banda velcro.

23.Orteza de picior-“O-PIC-13”

Indicatii: Recomandata in caz de picior stramb congenital sau pentru recuperare postoperatorie.

Caracteristici:Design si materiale componente ca si incaltamintea, prevazuta cu un arc si un sistem de reglare in toate planurile , cu ajutorul caruia piciorul este mentinut intr-o pozitie hipercorrectoare.

La nevoie, se pot monta 2 orteze pe o bara reglabila pentru a realiza o orteza de picior bilateral--
“Dennis Browne”

24.Orteza pentru glezna-picior fixa/mobila-“O-GLP-14”

Indicatii: Recomandata in cazul unor boli neuromusculare, paralizii ale nervului sciatic .

Caracteristici: Realizata din material plastic termoformabil captusit cu material textil moale, pe baza mulajului gipsat individual, si prevazuta cu benzi velcro pentru fixare.

25.Orteza de genunchi

a.fixa- “O-GNF-15”

Indicatii: Recomandata in caz de instabilitate a articulatiei genunchiului, in tendinite sau luxatii, ori pentru recuperare postoperatorie.

Caracteristici: Realizata din material textil pe suport elastic , si prevazuta cu benzi velcro pentru fixare pe coapsa si gamba .Are atele metalice pentru stabilizare si articulatie de genunchi, care se blocheaza cu un surub.

b.mobila- “O-GNM-15”

Indicatii: Recomandata in caz de instabilitate a articulatiei genunchiului, in tendinite sau luxatii, ori pentru recuperare postoperatorie.

Caracteristici: Realizata din material textil pe suport elastic , si prevazuta cu benzi velcro pentru fixare pe coapsa si gamba .Are atele metalice pentru stabilizare si articulatie de genunchi, care este lasata libera sau i se limiteaza miscarea cu un anumit grad , functie de recomandarea medicului.

26. Orteza de genunchi-glezna-picior-a.“O-GGP-16”

Indicatii: Recomandata in traumatisme sau distrofie neuromusculara, poliomielifita, sau pentru tratarea simptomelor datorate unor infirmitati neuromotorii cerebrale.

Caracteristici: Realizata din material plastic termoformabil captusit cu material textil moale, pe baza mulajului gipsat individual, si prevazuta cu benzi velcro pentru fixare. Are atele metalice pentru stabilizare si articulatie de genunchi blocabila.

b.Orteza peroniera (Kramer Perineal Spring)-“O-GGP-16-P”

Indicatii: Recomandata in paralizia nervului sciatic popliteu extern si pentru prevenirea equinului dupa boli neuromusculare.

Caracteristici: Realizata din material plastic termoformabil cu ridicarea partii anterioare a labei piciorului si prevazuta cu benzi velcro pentru fixare.

c.pentru scurtarea membrului pelvin-“O-GGP-16-S”

Indicatii: Recomandata in sechele dupa traumatisme sau distrofie neuromusculara,ori poliomielifita cu scurtarea membrului pelvin.

Caracteristici: Realizata din material plastic termoformabil captusit cu material textil moale, pe baza mulajului gipsat individual, si prevazuta cu benzi velcro pentru fixare. Are atele metalice pentru stabilizare si articulatie de genunchi blocabila.

27. Orteza de sold -“O-SLD-17”

Indicatii: Recomandata pentru pozitionarea membrului inferior in abductie dupa artoplastia cu proteza de sold, sau pentru corectarea articulatiei soldului.

Caracteristici: Realizata din material plastic termoformabil din 2 module(o piesa de prindere peste abdomen si una peste coapsa, cu o articulatie reglabila intre ele pentru restrictionarea rotatiei piciorului), prevazute cu benzi velcro pentru fixare.

28. Orteza de sold-genunchi-glezna-picior-“O-SGP-18”

Indicatii: Recomandata in afectiuni care necesita descarcarea partiala sau totala a membrului inferior in vederea reluarii activitatii sau in intarzieri de consolidare.postoperator.

Caracteristici: Realizata din material plastic termoformabil captusit cu material textil moale, pe baza mulajului gipsat individual, si prevazuta cu benzi velcro pentru fixare. Are atele metalice pentru stabilizare si articulatie de genunchi blocabila si o piesa de prindere peste abdomen cu articulatie de sold blocata.

La recomandarea medicului, pe timpul purtării ortezei, pacientul poate folosi o carje cu sprijin pe antebraț sau un cadru de mers.

29.Orteza pentru luxatii de sold congenitale la copii

a. ham Pavlik-“O-LCC-19-P”

Indicatii: Recomandat pentru luxatii de sold congenitale la copii

Caracteristici: Realizat din material textil captusit cu material moale si prevazut cu benzi velcro pentru fixare si reglare si cu piese antialunecare pentru picior.

b. Becker -“O-LCC-19-B”

Indicatii: Recomandata in displazia de sold la copii cu varsta de 3-12 luni

Caracteristici: Realizata din material plastic captusit pe margini cu material moale si prevazuta cu benzi velcro pentru fixare si reglare pentru abductia/flexia soldului, ce favorizeaza dezvoltarea articulatiei soldului dupa pozitionarea corecta a soldului dislocat.

30.Orteze corectoare de statica piciorului

a.sustinatori plantari cu nr pana la 23 inclusiv-“O-CSP-20”

b.sustinatori plantari cu nr mai mare de 23,5 -“O-CSP-20-1”

Indicatii: Recomandati pentru stabilizarea boltii plantare, pentru corectarea diformitatilor reductibile si echilibrarea piciorului deformat.

Caracteristici: Realizati din 3 straturi cu tehnologie de incalzire (stratul superior din material termoplastice de 3 mm perforat ,stratul inferior din material sintetic tip poliuretan de 7 mm, iar intre ele un strat din material sintetic tare de 2 mm pentru rezistenta.

c.Pes Var/Valg-“O-CSP-20-P”

Indicatii: Recomandata pentru corectarea diformitatilor reductibile si echilibrarea piciorului deformat.

Caracteristici: Realizata din material plastic termoformabil captusit cu material textil moale, pe baza mulajului gipsat individual, si prevazuta cu benzi velcro pentru fixare.

d.Hallux-Valgus-“O-CSP-20-H”

Indicatii: Recomandate in diformitati ale halucelui, hallx-valgus.

Caracteristici: Realizata din material plastic captusit cu material textil elastic si prevazuta cu banda velcro de reglare, pentru pozitionarea corecta si alinierea halucelui